



*Muse
rechargeable*

Starkey propose désormais une solution rechargeable dans une toute petite aide auditive.

C'est un micro-contour avec écouteur dans le conduit, qui bénéficie de la technologie la plus avancée offrant une qualité sonore et des fonctions de traitement du signal Premium. Suppression des effets larsen, réduction du bruit, directivité... Bénéficiant aussi de la technologie sans-fil, le son de votre télévision, de votre ordinateur, de votre lecteur MP3 ou de votre téléphone est transmis directement à vos aides auditives au volume que vous choisissez et contrôlez. Cette connexion directe se traduit par un son plus clair et cristallin.

Comme toutes les aides auditives de la gamme Starkey, Muse est personnalisable pour répondre à vos besoins auditifs uniques et améliorer en permanence votre expérience auditive.

Avec la solution Muse rechargeable, vous profitez de vos aides auditives sans vous soucier de devoir changer vos piles régulièrement.

Finis les tracas des piles à remplacer, optez pour l'autonomie d'une solution rechargeable.

Votre spécialiste de la santé auditive

Pour en savoir plus visitez www.starkey.fr



Muse™

Rechargez, connectez et vivez...



Solution auditive rechargeable



Une solution rechargeable, pour une plus grande autonomie.

Profitez de toute la puissance d'une solution rechargeable.

Avec la solution Muse rechargeable, vous profitez de vos aides auditives tout au long de la journée sans vous soucier de l'état de vos piles. Fini le trac des piles jetables.

Muse rechargeable répond aussi et surtout à tous les problèmes de manipulation rencontrés par les personnes ayant, avec l'âge, une sensibilité moindre dans le bout des doigts ou une dextérité un peu moins bonne qu'auparavant. Il vous suffit, le matin, de prendre vos appareils sur le chargeur et c'est parti pour la journée.

Une paire de batteries ZPower® équivaut à 200 piles jetables environ. Elles peuvent aisément être remplacées par votre audioprothésiste, lors de votre contrôle annuel. Vous évitez ainsi tous les soucis liés à la manipulation des piles.



Grâce à votre solution rechargeable, vous pouvez désormais profiter de vos activités, toute la journée et en toute liberté.

Une paire de batterie rechargeable ZPower®



200 piles jetables environ



LIBERTÉ

Vous profitez des performances en continu de votre aide auditive toute la journée. Profitez d'une autonomie moyenne de 24h.**



RAPIDITÉ

Le temps de charge complet n'est que de 4 heures. Vous pouvez mettre en charge vos aides auditives au moment d'aller vous coucher !



FACILITÉ

Il vous suffit de poser vos aides auditives sur le chargeur. Plus de soucis de changement de pile trop fréquent.



DURABILITÉ

La batterie est conçue pour plus de 400 cycles de charge (équivalent à plus d'1 an). Vous la faites remplacer au moment du bilan annuel, c'est l'occasion d'échanger avec votre audioprothésiste sur votre niveau de satisfaction.



SÛRETÉ

Rechargée tous les jours, votre aide auditive offre une autonomie maximale de près de 30h et peut fournir plus d'une année d'alimentation, sans diminution significative de sa capacité.



ÉCOLOGIQUE

La batterie est respectueuse de l'environnement. Elle est entièrement recyclable et sans danger, en cas d'ingestion par un animal de compagnie par exemple !



PRATICITÉ

Au cas où vous auriez oublié de la recharger pendant la nuit, votre aide auditive fonctionne également avec des piles traditionnelles.

*ZPower® est une marque déposée de ZPower LLC.

**Autonomie donnée à titre indicatif et pouvant varier selon l'usage fait de l'aide auditive.