

Destiny™

[with BluWave™ SP]



Destiny

Félicitations pour
votre voyage
vers une meilleure
audition.

Aujourd'hui en France **une personne sur cinq souffrant de déficience auditive**, est appareillée. En rendant visite à votre audioprothésiste, vous avez franchi un grand pas. Avec **Destiny**, vous allez porter l'une **des aides auditives les plus perfectionnées qui soient au monde**. Elles sont automatiques, confortables et leur son est cristallin.

La technologie de l'audition la plus intelligente

Les aides auditives Destiny sont les seules dotées de la nouvelle plateforme exclusive de traitement de signal Starkey appelée BluWave. Conçue pour maximiser les performances de l'aide auditive dans les environnements exigeants. Elles offrent un son de qualité supérieure mais aussi le dispositif anti-sifflement reconnu comme le numéro un par l'industrie de la correction auditive.

Notre gamme s'étend du Destiny 400 au très haut de gamme Destiny 1600. Chaque Destiny bénéficie du système anti-sifflement*. Votre audioprothésiste peut déterminer les niveaux de réglages personnalisés, d'adaptation automatique à l'environnement sonore* et les performances directionnelles* dont vous avez besoin.

Le Destiny 1600 est une aide auditive haut de gamme totalement automatique et dotée de fonctionnalités sans précédent, pour faciliter son utilisation quotidienne telles que l'auto-diagnostic*, les signaux d'alerte vocaux multilingue* et le rappel de rendez-vous*, etc...

* Descriptif dans la page "Caractéristiques Destiny".



**CONTOUR
D'OREILLE**



**MICRO-CONTOUR
D'OREILLE**



**MINI-CONTOUR
D'OREILLE**



**VOICI CE QUE LES UTILISATEURS D'AIDES
AUDITIVES DISENT A PROPOS DE DESTINY :**

"C'est un miracle."

"Je comprends tout ce qui se dit."

"Aucun sifflement — c'est incroyable"

*"Je ne peux pas imaginer un appareil plus
efficace qu'un Destiny."*



INTRA-CONQUE



INTRA-CONDUIT



SEMI-PROFOND

FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES

Automatique

Signaux vocaux

Self Check

Rappel de rendez-vous



ENVIRONNEMENTS BRUYANTS

Dans les tribunes



En soirée



En ville



A l'extérieur



Dans une chorale



En réunion



Dans un café calme




En tête-à-tête



A la maison



ENVIRONNEMENTS CALMES



Guide des styles de vie

1200

800

400

Les modèles

Vous découvrirez qu'il existe un large choix d'aides auditives. Les avancées technologiques récentes ont abouti à de meilleures solutions de correction auditive mais aussi à rendre les appareils beaucoup plus petits et discrets.

Les différences de performances et de prix sont principalement dûs au choix du circuit électronique.

IL EXISTE 6 TYPES D'AIDES AUDITIVES.



Contour d'oreille

- Facile à mettre en place
- Adapté pour la plupart des pertes auditives
- Un embout standard ou sur-mesure permet d'améliorer le son jusque dans le conduit auditif



Mini-contour d'oreille

- Le plus petit contour d'oreille
- Disponible avec un micro tube et un minuscule embout pour une discrétion ultime
- Convient pour la plupart des pertes auditives



Micro-contour d'oreille

- *Ultraléger avec un micro tube relié à un embout standard ou sur-mesure pour une discrétion ultime*
- *Adapté pour les pertes auditives légères à moyennes dans les fréquences aiguës*



Intra-conque

- *Facile à mettre en place*
- *Adapté pour les pertes auditives moyennes et sévères*
- *Coque entièrement sur-mesure*



Intra-conduit et Mini-conduit

- *Plus discrets*
- *Adaptés pour les pertes auditives légères, moyennes à sévères*
- *Un large choix de circuits et de puissances qui nécessitait dans le passé, des aides auditives plus grosses*



Semi-profond

- *Virtuellement invisible*
- *Adapté pour les pertes auditives légères, moyennes à sévères*

Caractéristiques Destiny

Intercepteur Actif de Larsen (AFI)*

Le meilleur de sa catégorie dans l'élimination des sifflements. L'AFI utilise une toute nouvelle stratégie jamais employée par le passé. Il supprime effectivement tous les sifflements et autres bruits aigus gênants, résultat : votre aide auditive ne siffle plus.

Détecteur Vocal Directionnel (DSD)

Le DSD offre une directivité exceptionnelle. En pratique, lorsque vous vous trouvez en milieu bruyant, l'appareil va se focaliser sur les sons provenant face à vous. Ainsi, les paroles de vos interlocuteurs seront privilégiées par rapport au brouhaha environnant.

Acoustic Signature

Ce dispositif détecte, analyse et clarifie les différents environnements sonores puis ajuste l'amplification automatiquement. Avec l'Acoustic Signature, vous pouvez passer de l'ambiance d'un restaurant bondé à celle d'un taxi à celle de votre maison, sans même vous soucier de vos aides auditives. Notre système de gestion automatique des sons est disponible dans les Destiny 1200 et 1600.

Un modèle qui vous ressemble

Notre engagement n'est pas juste de créer une aide auditive confortable, naturelle et particulièrement efficace. Nous souhaitons en plus qu'elle devienne attractive. Nous proposons un large choix de couleurs imaginées selon celles des cheveux, de la peau ou du style de vie. Cette palette de formes et de tailles vous permettra sûrement de trouver l'aide auditive qui vous convient le mieux.

DESTINY OFFRE AUSSI DES FONCTIONS TRES AVANCEES TELLES QUE :

Signaux vocaux

Cette fonction offre la possibilité d'utiliser des voix, masculine ou féminine, pour vous alerter sur l'état de l'aide auditive : pile faible, mode programme, téléphone, etc... Disponibles en plusieurs langues.

Self Check

Permet d'effectuer un diagnostic des composants de l'aide auditive : écouteur, microphone et circuit en fermant le tiroir pile à trois reprises.

Rappel de rendez-vous

Permet de programmer des rappels de rendez-vous pour vous avertir lorsque vos visites de contrôle ou d'entretien approchent.

** Des études scientifiques indépendantes, parues dans de nombreuses revues, prouvent la supériorité de notre dispositif d'annulation du larsen par rapport à tous les produits actuellement disponibles sur le marché des aides auditives. L'algorithme "apprend" les caractéristiques acoustiques du conduit auditif pour anticiper l'apparition des sifflements et améliore son efficacité au bout de quelques heures d'utilisation.*

Votre audioprothésiste spécialiste



www.starkey.fr