

Aides auditives S Series iQ



Technologies auditives



# S Series iQ – Technologie avancée pour une gamme d'aides auditives intelligentes.

Bienvenue dans la S Series iQ. Notre gamme bénéficie d'une des technologies auditives les plus avancées de notre industrie. Son micro-processeur à architecture multi-cœur est capable de traiter les informations sonores en une fraction de secondes. Cette performance permet à la S Series iQ de faire un bon extraordinaire dans l'amélioration des technologies auditives et en particulier dans les domaines qui vous tiennent le plus à cœur.

Starkey a été le premier fabricant d'aide auditive à pratiquement éliminer le phénomène du sifflement appelé effet Larsen. Et maintenant, avec l'introduction de la S Series iQ, nous avons conçu une solution pour répondre au plus gros problème que les porteurs d'aides auditives aient exprimé jusqu'à présent : **bien entendre dans un environnement bruyant.**

Que vous ayez attendu jusqu'à maintenant une aide auditive qui réduit l'effort auditif, qui soit quasiment invisible ou simplement qui procure une meilleure performance, un meilleur confort et une meilleure personnalisation, votre attente va être récompensée.



# S Series iQ – des aides auditives conçues pour vous offrir le meilleur.





### **Performance maximale**

3 fois plus puissantes avec un processeur numérique multi-cœur pour supprimer les sifflements, améliorer l'audition dans le bruit et téléphoner sans souci.



### **Confort maximal**

Confortable, haute résolution avec des transitions plus douces entre les environnements calmes et bruyants. Elles s'adaptent automatiquement à l'environnement sonore dans lequel vous vous trouvez.



### **Personnalisation maximale**

Notre programme d'évaluation personnalisée de l'audition et du mode de vie, assiste votre audioprothésiste dans la sélection d'une aide auditive qui correspond parfaitement à vos besoins auditifs.

***Faites aujourd'hui l'expérience de la S Series iQ***

# S Series iQ – une technologie pour votre confort.

## **Entendez les conversations et non pas le brouhaha.**

Le système breveté de réduction de bruit et de préservation de la parole de Starkey, Voice iQ, est conçu pour réduire significativement l'effort auditif. Il est si rapide et intelligent qu'il peut réduire le niveau sonore du bruit entre les syllabes de la parole et vous assurer un confort maximum et une audition de la parole la plus claire possible, même dans les environnements les plus bruyants.

## **Suivez une conversation n'importe où.**

Dans des environnements peu bruyants, il est possible que vous puissiez entendre les voix en face de vous, mais que vous ayez du mal à les entendre dans des environnements plus bruyants. Un système de focalisation directionnelle filtre le bruit de fond indésirable. Combiné avec Voice iQ, ceux-ci préservent la compréhension de la parole dans le bruit.

## **Dites au revoir au larsen.**

Une des remarques les plus fréquentes chez les porteurs d'aides auditives porte sur le sifflement indésirable que l'on nomme larsen. L'annulateur de sifflement "Son Pur" est la solution à ce problème. C'est la raison pour laquelle cette fonctionnalité est connue pour être la meilleure de notre industrie.

**Quand vous choisissez une aide auditive S Series iQ, vous bénéficiez des technologies les plus avancées et éprouvées par des utilisateurs.**

**Réglez votre aide auditive avec votre téléphone.**

La technologie T<sup>2</sup> de Starkey vous permet d'utiliser votre téléphone fixe ou mobile pour changer de programme à distance ou ajuster le volume de votre aide auditive S Series iQ.

**Contrôlez votre audition d'une simple pression du doigt.**

Grâce à une technologie innovante, les petits boutons sont remplacés par la première surface de contrôle tactile. Désormais les réglages du volume et des programmes sur les contours et mini-contours d'oreille peuvent être facilement et discrètement réalisés d'une simple pression du doigt.

**Ne craignez plus l'humidité.**

Grâce au système breveté de protection contre l'humidité HydraShield® avancé de Starkey, la S Series iQ est 100 % résistante à l'eau, à l'humidité, à la transpiration et à la corrosion, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Des aides auditives  
conçues pour  
s'adapter à votre  
mode de vie.



Chaque aide auditive de la gamme S Series iQ a été conçue pour fonctionner dans les situations d'écoute les plus difficiles. Que vous soyez actif et toujours en mouvement ou que votre rythme de vie soit plus calme, il existe une aide auditive de la S Series iQ qui vous convient.

Reportez-vous au Guide des styles de vie à la page suivante et consultez un professionnel de l'audition pour faire vous-même l'expérience de la performance, du confort et de la personnalisation inégalés de la S Series iQ.



**STYLES DE VIE**

AU STADE



EN VOITURE



AU CONCERT



EN SOIRÉE



A L'USINE



AU CENTRE  
COMMERCIAL



EN RÉUNION



AU RESTAURANT



À L'EXTÉRIEUR



EN CONFÉRENCE



DEVANT LA  
TÉLÉVISION



EN TÊTE-À-TÊTE



À LA MAISON





# Guide des Styles de vie S Series iQ

**S** series iQ 9  
Actif



**S** series iQ 7  
Dynamique



**S** series 5  
Calme



# Les modèles de la S Series iQ



## Semi-profond

- Quasiment invisible
- Adapté aux pertes auditives légères à moyennement sévères
- Réalisé sur-mesure



## Intra-conduit

- Peu visible
- Adapté aux pertes auditives légères à assez sévères
- Réalisé sur-mesure



## Intra-conque

- Facile à manipuler
- Adapté aux pertes auditives légères à sévères
- Réalisé sur-mesure



## Micro-contour avec écouteur dans le conduit

- Très confortable en “oreille ouverte”
- Design élégant, à peine visible
- Adapté aux pertes auditives légères à moyennes
- 6 couleurs au choix
- Embout standard ou sur-mesure



## Micro-contour avec écouteur dans le conduit Puissance Absolue

- Ultra puissant & performant
- Idéal pour remplacer les gros contours d'oreille surpuissants
- Adapté aux pertes auditives moyennes à sévères
- 6 couleurs au choix
- Embout sur-mesure



## Contour & Mini-contour d'oreille

- Surface tactile qui associe tous les boutons de réglages habituels
- Ajustement du volume et des programmes avec le bout du doigt
- Design élégant, à peine visible
- Adaptés aux pertes auditives moyennes à sévères
- 12 couleurs au choix en contour
- 6 couleurs au choix en mini-contour
- Embout standard ou sur-mesure



# S Series iQ –

Micro-contour,  
mini-contour et  
Contour d'oreille



Design élégant et quasiment invisibles, ces solutions auditives sont disponibles dans une variété de coloris pour s'harmoniser parfaitement avec les tons naturels de la peau et des cheveux.

# Nuancier de couleurs

*Cache-microphone chrome*



*Sterling*



*Champagne*



*Pearl*



*Bronze*



*Slate*



*Onyx*



# Technologie supérieure

## Fonctions

Annulateur de larsen Son Pur

Voice iQ

Vision Directionnelle

Solutions Téléphone Automatique

Programmes Musique & Télévision

Technologie T<sup>2</sup>

HydraShield™

Technologie Sensitive™

Fonctions pratiques

# pour une expérience auditive supérieure.

## Bénéfices

Le meilleur système d'annulation du larsen, qui élimine la quasi-totalité des sifflements. Une aide auditive sans sifflement même au téléphone.

Système de réduction de bruit et de préservation de la parole, spécifiquement conçu pour préserver la compréhension de la parole dans le bruit, sans effort auditif ni fatigue cérébrale !

Un système leader sur le marché qui aide à comprendre les voix tout en minimisant le bruit de fond indésirable.

Le système détecte automatiquement un téléphone proche de votre oreille et ajuste les réglages pour une écoute optimale.

Des programmes pré-réglés pour votre genre musical préféré ou la télévision, vous offrent une qualité d'écoute particulièrement confortable.

La première technologie permettant d'ajuster le programme ou le volume de votre aide auditive, simplement et discrètement, grâce à n'importe quel téléphone à touches et sans aucun matériel supplémentaire.


Grâce au Concept HydraShield, propriété Starkey, les Contours sont imperméables à l'eau. Vous pouvez porter votre aide auditive sans vous inquiéter des dommages que peut causer l'humidité. Ni la pluie, ni la transpiration, ni l'humidité n'altéreront ses performances. 100 % résistantes à l'eau.

Les premiers contours d'oreille dotés d'une surface de réglage tactile. Vous pouvez ajuster le volume et les programmes d'un simple contact du bout du doigt.

Des signaux sonores ou vocaux, vous indiquent l'état de votre aide auditive, de la pile et le moment où vous devez prendre un rendez-vous avec votre audioprothésiste.



Vivez plus.



Plus de performance, plus de confort, plus de personnalisation qu'auparavant. C'est ce que vous obtenez quand vous êtes équipé avec la S Series iQ. C'est la technologie auditive la plus intelligente, la plus avancée. Elle procure la meilleure expérience auditive possible selon vos besoins et votre mode de vie. Vous pouvez ainsi profiter des meilleurs moments de la vie.

Consultez votre professionnel de l'audition et faites l'expérience de la S Series iQ.



