

Votre audioprothésiste spécialiste



La nFusion Technology de Starkey représente une avancée spectaculaire en matière d'amélioration de l'audition. C'est la première aide auditive qui utilise les nanotechnologies dans sa conception. Le Destiny 800 vous offre des fonctions inimaginables auparavant : une prévention totale des sifflements, une reconnaissance et une adaptation automatique à tous les types d'environnements sonores, un confort acoustique en toutes circonstances et un traitement du son spécifique conçu pour rendre les communications téléphoniques claires et sans interférences.

La meilleure des technologies doit être complexe pour vous en simplifier l'utilisation. C'est cela la nFusion Technology.

Redécouvrez le plaisir d'une audition naturelle et grâce à la puissance du microprocesseur Destiny 800.

# Votre Futur Aujourd'hui.

Obtenir une audition plus claire, plus précise et plus naturelle avec l'aide auditive numérique la plus évoluée technologiquement.

**C'est Destiny.**



[www.starkey.fr](http://www.starkey.fr)

© 2006 Starkey Laboratories, Inc.

DAQ N° 99215-575 Révision A le 08/06/06



## Une meilleure audition grâce à une science plus évoluée.



Le passage des aides auditives analogiques vers la technologie numérique, il y a dix ans, a amélioré la qualité sonore des aides auditives en général. Certaines gênes malgré tout peuvent encore persister. Les Laboratoires Starkey, après des années de recherche approfondie, ont travaillé pour éliminer définitivement ces gênes et offrir de nouvelles perspectives aux utilisateurs d'aides auditives. Le résultat : Destiny, des aides auditives numériques créées avec la puissance et l'intelligence des nanosciences. Elles sont aussi sensibles, adaptatives et presque aussi intuitives que l'oreille humaine.

Avec Destiny 800, redécouvrez le plaisir d'entendre la coloration et les harmonies des sons qui vous entourent. Le microprocesseur, très évolué, est doté d'algorithmes complexes qui classent et traitent automatiquement les environnements sonores dans lesquels vous évoluez. De plus, il offre le système de suppression électronique des sifflements le plus performant de notre industrie. C'est une aide auditive qui "apprend" vos besoins auditifs et habitudes particulières au fur et à mesure que vous la portez. L'adaptation avec le Destiny 800 est facile, rapide et confortable, ce qui vous permet de retrouver immédiatement une bonne qualité d'audition.

Finalement, une aide auditive qui vous offrira l'audition que vous attendiez !

Les fonctions avancées de Destiny 800 :

**Active Feedback Intercept (AFI) de Destiny** est le système de suppression du larsen le plus efficace jamais développé. En effet, AFI utilise une toute nouvelle méthode brevetée Starkey. Celle-ci consiste à décaler dans le temps le signal représenté par le sifflement. Supprime le larsen et élimine les sons aigus parasites perçus par l'utilisateur auparavant.

Notre système **Directional Speech Detector (DSD)** - standard sur le contour d'oreille et optionnel sur les intras, est aussi considéré comme l'un des meilleurs de notre industrie avec notamment le mode directionnel le plus focalisateur de l'histoire des aides auditives. Le DSD analyse en permanence les sons en milieu bruyant et ajuste sa réception pour améliorer votre compréhension.

**Adaptation Environnementale**, le système détecte, analyse et clarifie les différents environnements sonores dans lesquels vous évoluez puis automatiquement, adapte l'amplification selon les différentes ambiances. Vous pouvez passer d'un restaurant bondé à votre voiture puis à votre maison, sans avoir à modifier le volume sonore de votre aide auditive.

**Réponse Téléphone Automatique** – le premier nano-commutateur qui détecte automatiquement un combiné téléphonique dès que vous l'approchez de votre oreille.