

Votre audioprothésiste spécialiste

Destiny Nano


L'infiniment petit

La technologie de Starkey représente une avancée spectaculaire en matière d'amélioration de l'audition.

Le **Destiny Nano** vous offre des fonctions inimaginables auparavant : une prévention totale des sifflements, une reconnaissance et une adaptation automatique à tous les types d'environnements sonores, un confort acoustique en toutes circonstances et un traitement du son spécifique conçu pour rendre les communications téléphoniques claires et sans interférences.

Redécouvrez le plaisir d'une audition naturelle, sans effort et en toute discrétion grâce aux performances du **Destiny Nano**.

Toute la puissance des nanotechnologies dans l'aide auditive la plus petite du monde.



www.starkey.fr


© 2006 Starkey Laboratories, Inc.

DAQ N° 99215-586 Révision A le 21/02/07



Destiny Nano

L'infiniment petit



L'invention du **Destiny Nano** a débuté à la suite d'un simple constat : un français sur deux ne souhaite pas porter d'appareil auditif pour des raisons esthétiques ou par crainte du regard des autres.

L'une des qualités premières d'un intra-auriculaire étant de ne pas se voir, c'est dans ce but que les Laboratoires Starkey ont imaginé l'aide auditive la plus petite qui soit, dotée d'une technologie très évoluée : **Destiny Nano**, la plus petite aide auditive numérique du monde créée avec la puissance et l'intelligence des nanosciences.

La maîtrise des nanotechnologies, science de l'infiniment petit (10^{-9} m), utilisées pour développer le processeur de Destiny, nous a permis de réaliser cette prouesse technologique. En effet, le secret réside dans l'exploitation de nos connaissances en matière de nanotechnologie pour réduire la taille des composants à l'extrême. L'utilisation de nanotransducteurs, 25 % plus petits qu'à l'ordinaire et une coque moulée sur-mesure, permettent de loger **Destiny Nano** dans le conduit auditif afin qu'il disparaisse aux yeux de tous.

Mais l'esthétique n'est pas son seul atout, son microprocesseur utilise des algorithmes très évolués qui classent et traitent automatiquement les sons.

De plus, il offre le système de suppression électronique des sifflements le plus performant de notre industrie. C'est une aide auditive qui "apprend" vos besoins auditifs et habitudes particulières au fur et à mesure que vous la portez.

Les fonctions avancées du **Destiny Nano** :

Active Feedback Intercept (AFI) de Destiny est le système de suppression du larsen le plus efficace jamais développé. En effet, AFI utilise une toute nouvelle méthode brevetée Starkey. Celle-ci consiste à décaler dans le temps le signal représenté par le sifflement, supprime le larsen et élimine les sons aigus parasites perçus par l'utilisateur auparavant.

Acoustic Signature est un système de gestion des sons. Ce dispositif détecte, analyse et clarifie les différents environnements sonores, puis automatiquement, définit les transitions entre les différentes ambiances. Avec l'Acoustic Signature, vous pouvez passer de l'ambiance sonore d'un restaurant bondé à celle de votre voiture puis à celle de votre maison dans le plus grand confort.

Réponse Téléphone Automatique – le premier nano-commutateur qui détecte automatiquement un combiné téléphonique dès que vous l'approchez de votre oreille.