

1200 POWER PLUS

Destiny™
Starkey®



Naturellement
puissant,
puissamment
naturel.



Destiny™ est la seule gamme d'aides auditives dotée de la technologie nFusion qui offre un grand confort, une facilité d'utilisation quotidienne et une qualité sonore exceptionnelle.

Appelé Destiny 1200 Power Plus parce que c'est tout simplement le contour d'oreille numérique directionnel le plus puissant du marché.

Destiné aux patients ayant une perte auditive sévère à profonde, ce contour surpuissant utilise les performances de la nFusion Technology pour vous donner ce qu'il y a de meilleur, une qualité de son clair avec un niveau de gain extrêmement élevé. Et comme tous les autres modèles Destiny, il est doté de :

ACTIVE FEEDBACK INTERCEPT (AFI) — Le meilleur de sa catégorie dans l'élimination des sifflements. Il supprime le larsen et neutralise les sons aigus parasites perçus par l'utilisateur auparavant.

ACOUSTIC SIGNATURE — Ce dispositif détecte, analyse et clarifie les différents environnements sonores puis adapte automatiquement l'amplification selon les différentes ambiances. Avec l'Acoustic Signature, vous pouvez passer de l'ambiance d'un restaurant bondé à celle d'un taxi à celle de votre maison, sans même vous soucier de votre aide auditive.

DIRECTIONAL SPEECH DETECTOR (DSD) — L'un des systèmes directionnels les plus focalisateurs de l'histoire des aides auditives. Le DSD analyse en permanence l'environnement sonore pour ajuster son champ de réception et contribuer ainsi à l'amélioration de votre compréhension.

REPONSE TELEPHONE AUTOMATIQUE — Le premier nano-commutateur qui détecte automatiquement un combiné téléphonique dès que vous l'approchez de votre oreille. En mode manuel, pressez le bouton multiprogramme quelque seconde, un signal sonore vous avertira le passage en mode téléphone, ce qui vous permettra d'entendre clairement.

