

1600

Destiny™
Starkey®



Franchissez le mur du son !



Destiny™ 1600 est la seule gamme d'aides auditives propulsée par la technologie nFusion qui lui permet de vous offrir un grand confort, une facilité d'utilisation quotidienne et une qualité sonore exceptionnelle.

Destiny 1600 est la dernière innovation majeure propulsée par la technologie nFusion et dotée de :

ACTIVE FEEDBACK INTERCEPT (AFI) — Le meilleur de sa catégorie dans l'élimination des sifflements.

ACOUSTIC SIGNATURE — Ce dispositif détecte, analyse et clarifie les différents environnements sonores puis adapte automatiquement le volume de votre aide auditive.

DIRECTIONAL SPEECH DETECTOR (DSD) — L'un des systèmes directionnels les plus focalisateurs de l'histoire des aides auditives. Disponible sur le contour d'oreille Destiny 1600.

DE PLUS, DESTINY 1600 OFFRE DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS QUI FACILITENT LA VIE DE L'UTILISATEUR TELLES QUE :

SIGNAUX VOCAUX — Une voix de femme ou d'homme vous indiquera l'état de votre pile, le programme utilisé, de prendre rendez-vous avec votre audioprothésiste, etc...

SELF CHECK (AUTO-DIAGNOSTIC) — Ouvrez et refermez simplement le tiroir pile 3 fois pour lancer un diagnostic du bon fonctionnement du circuit, de l'écouteur et du microphone.

RAPPEL DE RENDEZ-VOUS — Nous avons intégré un rappel vocal afin de vous aider à vous souvenir de vos dates de rendez-vous, de maintenance et de contrôle avec votre audioprothésiste.

COULEURS — Pour que l'audition devienne intelligemment colorée en plus d'être naturelle, un large choix de couleurs est disponible en contour d'oreille Destiny 1600.

