

Autre point important,  
les acouphènes varient d'une  
personne à l'autre, d'où la  
difficulté de les soulager.

C'est désormais chose faite.

## Les acouphènes en bref

14 millions de français  
ressentent des acouphènes

90 % des personnes sujettes  
aux acouphènes souffrent  
de perte auditive

2 français sur 3 n'ont jamais fait  
contrôler leur audition



Les acouphènes peuvent survenir n'importe  
quand et n'importe comment (brusquement ou  
progressivement).



Le plus souvent, ils sont dus à des phénomènes  
d'ordre traumatique, mécanique, général,  
toxique voire même accidentel :

- Une exposition régulière aux bruits tels que  
les armes à feu, des machines bruyantes dans  
le cadre professionnel, musique à niveau élevé  
lors de concert par exemple.
- Un bouchon de cérumen ou blocage des  
osselets de l'oreille moyenne.
- L'âge, l'hypertension, le diabète, etc.
- Les effets secondaires de certains  
médicaments.
- Une blessure à la tête.

Sources : [www.france-acouphenes.org](http://www.france-acouphenes.org)  
Des informations sont issues du sondage IFOP pour l'association JNA avec le concours de  
France Acouphènes, de la fondation et du groupe APICIL pour l'audition. Il a été réalisé dans le cadre de  
la 21<sup>e</sup> édition de la Journée Nationale de l'Audition qui a eu lieu le jeudi 8 mars 2018.

Les acouphènes diffèrent d'une personne à  
l'autre. C'est pourquoi nous proposons différentes  
solutions personnalisables.

**Consultez votre audioprothésiste pour savoir  
quelle option anti-acouphènes est faite pour  
vous soulager.**

### Solutions Auditives

	Livio Edge AI	Livio AI	Livio	Muse iQ
Technologie Tinnitus Multiflex	●	●	●	●
Réglages Tinnitus auto-ajustables	●	●	●	
Solution rechargeable	●	●	●	●
Connectivité sans-fil	●	●	●	●
Suivi de l'activité physique et cérébrale et détection et alertes de chute	●	●		
Surdit� unilat�rale	●	●	●	●

Votre spécialiste de la santé auditive



[www.starkey.fr](http://www.starkey.fr)

  2020 Starkey. Tous droits r serv s. DEPT0108-01-FF-ST 3/20 FRP00-520

Le logo Starkey est une marque d pos e de Starkey Laboratories Inc.

# Acouph nes

Des solutions technologiques  
pour vous et vos proches



## Bon   savoir sur les acouph nes

Vous ou un de vos proches,  
souffrez constamment de  
« bourdonnements d'oreille » ?

Ce ne sont peut- tre pas des bourdon-  
nements   proprement parler. Plut t  
un chuintement, un tintement ou encore  
un sifflement, un grondement, voire un  
crissement. Quoi qu'il en soit, ce ph nom ne  
porte un nom : **acouph nes**.

Ce terme m dical d signe une sensation  
auditive persistante per ue (dans les oreilles  
ou dans la t te) en l'absence de toute  
stimulation sonore ext rieure   l'oreille.

Il faut souligner que les acouph nes ne sont  
pas une maladie mais plut t la cons quence  
d'un probl me plus g n ralement caus  par  
une otite, de l'hypertension ou, bien souvent,  
une perte auditive.



# Solutions anti-acouphènes Starkey

Une révolution dans la prise en charge des acouphènes.

Starkey, leader mondial sur le marché des solutions auditives, a mis au point des solutions anti-acouphènes conçues pour changer à jamais la perception de ces sifflements d'oreille.

Ces aides auditives, discrètes et confortables, sont conçues pour soulager les acouphènes au quotidien.

## Une technologie auditive reconnue

Partout, ceux qui recherchent des solutions auditives confortables, personnelles et d'une qualité sonore irréprochable demandent Starkey.

**Nous sommes convaincus que mieux entendre, c'est mieux vivre.**



## Comment cela fonctionne ?

Grâce à la technologie Tinnitus Multiflex (brevet en cours), les solutions anti-acouphènes génèrent un stimulus sonore agréable, personnalisable et ajustable par votre audioprothésiste et vous-même.

Cette thérapie sonore vous soulage et vous fait oublier vos acouphènes, elle permet de :

- Masquer ou couvrir les acouphènes.
- Réduire le volume sonore de vos acouphènes.
- Détourner votre attention des acouphènes.

*Cette thérapie sonore avec le masqueur d'acouphène, intégrée aux solutions auditives est la plus utilisée et la plus indiquée lorsque les acouphènes sont associés à une perte auditive.*

## La clé du succès : les réglages

Les solutions auditives de Starkey anti-acouphènes analysent les données de votre audiogramme pour créer un stimulus répondant précisément à votre besoin et vous soulage.

À partir de là, votre audioprothésiste et vous-même avez deux options pour affiner les réglages :

1. Votre audioprothésiste peut adapter la fréquence et la modulation du stimulus masquant vos acouphènes.
2. L'outil SoundPoint, une exclusivité Starkey, définit vos réglages sonores préférés et permet à votre audioprothésiste de les programmer dans l'étape finale de l'adaptation.



Résultat : un soulagement sur-mesure conçu rien que pour vous !

# Des solutions personnalisées

Les solutions anti-acouphènes proposent une réponse adaptée à chaque personne.

Les acouphènes et leur manifestation varient selon les personnes : son perçu, gêne occasionnée et degré de handicap.

Les solutions anti-acouphènes de Starkey contrent le caractère subjectif des acouphènes. Aucune autre technologie n'atteint ce degré de personnalisation, pour une solution vraiment unique, au cas par cas.

La technologie Tinnitus Multiflex de Starkey est disponible dans tous les modèles d'aides auditives pour répondre aux besoins et aux préférences de tous.

