



Chargeur Starkey® Hearing Technologies

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	88.9 mm x 101.6 mm x 50.8 mm)
Poids	139.6 g
Puissance de la batterie	850 mAh
Durée de charge de la batterie	Moins de 2 heures et demi
Prise d'alimentation	Micro USB
Alimentation	Lithium-ion rechargeable intégré
Chargeur sans-fil	Après un chargement initial, deux aides auditives peuvent être pleinement rechargées trois fois avant qu'il ne soit nécessaire de brancher le chargeur via le câble microUSB.
Couleur	Noir
Affichage des couleurs Indicateurs lumineux LED	Rouge et vert
Plage de température de fonctionnement	0° C à +40° C À la température maximale de fonctionnement de 40° C, la température du boîtier des aides auditives peut atteindre 42° C.
Plage de température de stockage	-10° C à +45°C
Humidité tolérée en fonctionnement	10%-95% rH