

MINI MICROPHONE

Starkey® Hearing Technologies



Le Mini Microphone est conçu pour transmettre le son directement vers vos aides auditives sans-fil dotées de la technologie 2,4 GHz.

Lorsqu'il est porté par un interlocuteur dans des environnements bruyants, il sert d'assistant d'écoute. Il facilite les conversations en tête-à-tête ou en groupe.

Il peut être utilisé également comme émetteur TV, placé près du haut-parleur.

Contenu du packaging

- Mini Microphone
- Adaptateur d'alimentation
- Câble micro USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Modèle	950
Dimensions	24.6 mm x 50.8 mm x 18.8 mm
Poids	13 g
Alimentation	Batterie rechargeable intégrée
Alimentation de recharge	5 vdc 400 mA via une connexion micro USB
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 10 heures
Durée de charge de la batterie	Moins de 3 heures
Bande de fréquences de fonctionnement	2.4 GHz – 2.4835 GHz
Puissance	8 dBm
Couleur	Noir
Affichage des couleurs Indicateurs lumineux LED	Rouge, bleu et vert
Plage de Streaming	Jusqu'à 20 m
Connexion sans-fil	Jusqu'à 2 aides auditives par Mini Microphone Jusqu'à 5 Mini Microphone par stéréo d'aides auditives
Plage de température de stockage	10° C à 45° C, 10 % à 95 % d'humidité
Plage de température de chargement	10° C à 45° C, 10 % à 95 % d'humidité
Normes standards	En conformité avec toutes les normes standards