

# CHARGEUR MINI TURBO Starkey® Hearing Technologies



Le Chargeur Mini Turbo Starkey Hearing Technologies est un chargeur de poche conçu pour les aides auditives rechargeables batterie lithium-ion.

Il fonctionne lorsqu'il est branché à une prise murale ou, en dehors, avec une batterie intégrée qui peut recharger une stéréo d'aides auditives jusqu'à quatre fois.

S'assurer de charger complètement le chargeur avant de l'utiliser.

## Contenu du packaging

- Chargeur Mini Turbo
- Mini cordon USB
- Mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	71.2 mm x 55.9 mm x 15.3 mm
<b>Poids</b>	62.5 grammes
<b>Puissance</b>	580 mAh
<b>Durée de charge de la batterie</b>	Moins de 4 heures
<b>Chargement express</b>	7 minutes pour 3 heures et demi d'utilisation d'une stéréo d'aides auditives
<b>Prise d'alimentation</b>	Micro USB
<b>Alimentation</b>	Batterie rechargeable Lithium-ion intégrée
<b>Chargeur sans-fil</b>	Après un chargement initial, la batterie intégrée est suffisamment puissante pour une charge complète d'une stéréo d'aides auditives à trois reprises avant qu'il ne soit nécessaire de brancher le Chargeur Mini Turbo via le câble micro USB.
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Couleurs des indicateurs lumineux LED</b>	Rouge et vert
<b>Plage de température de stockage</b>	-10° C à 45° C, 10 % à 95 % d'humidité
<b>Plage de température de chargement</b>	0° C à 45° C, 10 % à 95 % d'humidité
<b>Normes standards</b>	En conformité avec toutes les normes standards