

Une solution rechargeable pour une plus grande autonomie

Avec la solution rechargeable Muse iQ sans-fil, vous profitez de vos aides auditives sans interruption tout au long de la journée. Fini le trac des piles jetables. Il vous suffit, le matin, de prendre vos aides auditives sur le chargeur et c'est parti pour la journée !



Chez Starkey®, nous sommes convaincus que mieux entendre aide à se sentir connecté au monde qui vous entoure, pour une expérience auditive plus riche et plus personnelle.

Avec la solution Muse iQ^R, vous profitez de vos aides auditives sans vous soucier de devoir changer vos piles régulièrement.

Finis les tracés des piles à remplacer, optez pour l'autonomie d'une solution rechargeable.


Votre spécialiste de la santé auditive

Pour en savoir plus visitez www.starkey.fr




Muse iQ^R

La solution auditive rechargeable



Découvrez la solution auditive dont vous avez toujours rêvé

La nouvelle solution auditive rechargeable **Muse iQ R**, écouteur dans le conduit, offre 20 % d'autonomie en plus que les autres systèmes. Elle est 30 % plus petite et 100 % facile à utiliser. Dotée de la plus grande autonomie à ce jour, votre aide auditive Muse iQ R est ainsi toujours opérationnelle.



“ Muse iQ R a complètement changé ma perception des aides auditives.”

Mickaël M.
utilisateur de Muse iQ R

Mise en marche automatique :

les aides auditives s'allument automatiquement lorsqu'elles sont retirées du chargeur.



Chargeur tout-en-un :

Doté d'une batterie suffisamment puissante pour assurer trois rechargements sans être relié au secteur.

Le “Rocker Switch” du RIC Muse iQ R est qualifié de “Facile à utiliser” par les patients.

Indicateurs de charge LED :

les patients voient si leurs aides auditives sont en charge ou rechargées.

Station de charge à ouverture facile :

Petite, hermétique, dotée d'une pastille asséchante et facile à utiliser, la station de charge peut servir à transporter et à ranger les aides auditives lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Des fonctions premium pour une facilité d'utilisation sans précédent



Une autonomie optimale qui garantit plus de 30 heures d'écoute de qualité.



La plus petite aide auditive rechargeable actuellement disponible.



Pensé pour le patient un chargement rapide de 15 minutes pour 2h30 d'utilisation.



Un son immersif pour une réelle performance d'écoute.



Compatible avec les accessoires SurfLink pour recevoir les appels téléphoniques et les sons de la télévision directement dans vos aides auditives.